



COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

Emissão:
jun/2011**FICHA TÉCNICA****Identificação do produto e Apresentação**Nome Técnico: **Água Estéril**Nome Comercial: **Nebulizador Aquapak®**

Códigos do Fabricante:

| Códigos | Nome do Produto |
|---------|------------------------------------|
| 004-00 | Aquapak 440mL |
| 037-00 | Aquapak 760mL |
| 003-40 | Aquapak 340mL com adaptador 000-40 |
| 037-33 | Aquapak 760mL com adaptador 031-33 |
| 044-33 | Aquapak 440mL com adaptador 031-33 |

N° de registro na ANVISA: **10342600026**

Produto estéril. Uso Único.

Prazo de Validade: 4 anos

Embalagem: Frasco.

Descrição e Indicação

Nebulizador de grande volume usado em terapia respiratória, em cuidados intensivos e de longo período. Transforma líquido em aerossol (névoa) fornecendo umidificação ao trato respiratório, a fim de mobilizar e remover secreções. Utiliza um recipiente de solução salina ou água, e um tubo corrugado de 22mm ao paciente. A interface é feita através de uma máscara facial, tenda facial e máscara de traqueostomia. Ótimo custo-benefício. Sistema estéril. Técnica asséptica. Sistema fechado. Auxílio ao controle de infecção (CCIH).

A água é destilada, filtrada por um filtro Palm de 2 microns e injetada dentro do frasco em uma sala limpa de classe 100. O filtro assegura a esterilização do processo.

Composição

Água Estéril.

Instruções de Uso

1. Enrosque o adaptador do nebulizador ao frasco e aperte-o.
2. Segure o tubo de retorno por detrás da borda de punção e retire a tampa.
3. Introduza o pino no orifício de punção do frasco e empurre-o até que as bordas toquem o frasco.
4. Enrosque o nebulizador no aquecedor
5. Conecte o tubo do paciente no orifício de saída do nebulizador.
6. Gire o anel de retenção de ar no nebulizador até a concentração de oxigênio desejada.
7. Ajuste o botão na graduação desejada e verifique o fluxo de ar através do dispositivo.
8. O nebulizador está preparado para uso quando o líquido fluir através do tubo de retorno.

Importador/Distribuidor: CNPH – Comercial Nacional de Produtos Hospitalares

Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010

Cambuci - São Paulo – SP

Tel: 011-3385-9339 – sac@cnph.com.br

Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo. CRF-SP: 74338

Fabricante: TELEFLEX MEDICAL 2917, Weck Drive - Research Triangle Park, NC 27709