



Identificação do Produto e Apresentação

Nome Técnico: **Fixador para cânula**

Nome Comercial: **Fixador de cânula para traqueostomia - MEDFIX[®] TRAQUEO**

Nº de registro na ANVISA: **80327110001**

Embalagem: **Unitária.**

Proibido reprocessar

Prazo de validade: **2 anos**

Códigos do fabricante:

Descrição	Códigos
Medfix[®] Tráqueo GG	Ref. 104-310
Medfix[®] Tráqueo G	Ref. 104-010
Medfix[®] Tráqueo M	Ref. 104-110
Medfix[®] Tráqueo P	Ref. 104-210

Fotos



Descrição e Indicação

O Fixador de Cânula de Traqueostomia Medfix[®] Traqueo tem a finalidade de garantir a adequada fixação de cânulas traqueais evitando a decanulação dos pacientes, com conforto, praticidade e segurança. O produto exerce sua função promovendo o aprisionamento da cânula de traqueostomia ao óstio traqueal, prendendo-se ao redor do pescoço e lateralmente as aletas da cânula de traqueostomia.

Os Fixadores de Cânula de Traqueostomia Medfix® Traqueo são fabricados não estéreis a base em malha de acrílico sintético, hipoalergênica, atóxicas, grau medicinal, impermeáveis, bacteriostática (não contendo BPA, PVC e látex) e com fitas de velcro de Polipropileno, ou em base em plástico laminado de Polipropileno e Polietileno, atóxicas, grau medicinal, impermeáveis, bacteriostática (não contendo BPA, PVC e látex) e com fitas de velcro de Polipropileno. Produto comercializado nos modelos: GG , G , M , P .

Instruções de Uso

- 1- Higienizar a pele no local em que será aplicado o fixador.
- 2- Abrir a embalagem e retirar o Fixador de Cânula de Traqueostomia - Medfix® Traqueo
- 3- Abrir os cadarços de velcro e prender uma das aletas da cânula de traqueostomia.
- 4- Segurando a cânula contornar o pescoço do paciente prendendo a outra aleta.
- 5- Regular o fixador para que fique justo ao paciente com o cuidado de não deixar com excesso de pressão.
- 6- Trocar a cada 24 horas ou quando apresentar contaminação por secreção.
- 7- Descartar o produto após o uso.
- 8- Não reutilizar o produto em hipótese alguma.



Especificações Técnicas:

Fixador de Cânula de Traqueostomia, com base em malha de acrílico sintético, hipoalergênico, atóxica, grau medicinal, impermeáveis, bacteriostática (não contendo BPA, PVC e Látex) com fixação em velcro de Polipropileno, regulável.

Componentes Composição:

Base em malha Acrílico sintético.

Fitas de velcro Polipropileno ou em base em plástico laminando de Polipropileno e Polietileno.

Cuidados:

- Artigo Médico Hospitalar - Descartar Após o Uso.
- Trocar a cada 24 horas ou sempre que necessário para prevenir acúmulo de secreções (quando utilizado em pacientes de UTI que permanecem entubados por longo período de tempo);
- Escolher o tamanho do produto de acordo com o paciente.
- Uso único. Não deve ser reutilizado;
- Verificar se o produto ficou bem fixado e confortável.
- O ajuste deve ser feito de modo a não causar lesões à pele.
- Proibido Reprocessar - Venda Restrita a Ordem Médica.

Fabricante: Cirúrgica Copacabana 2000 Eireli.

Reg. MS/ANVISA: 8032711001

Rua Conde de Porto Alegre, 57, Rocha – Rio de Janeiro/ RJ

CEP: 20960-110

TEL/FAX: (21) 2548-5668 / 2548-5523

SAC.: sac@cirurgicaindustrial.com.br

CNPJ/MF: 02.340.772/0001-06

Responsável Técnico: Paula de Oliveira Arruda. COREN – RJ nº 44.9094-ENF