



## Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Exercitador Respiratório de incentivo para inspiração profunda

Nome Comercial: **Triflo II**

Códigos do Fabricante: 8884717301

Nº de registro na ANVISA: 10342600040

O fabricante recomenda o uso único.

Prazo de Validade: Indeterminado

Embalagem: Unitária.

## Foto



## Descrição e Indicação

Exercitador inspiratório orientado por fluxo, com três bolas incentivadoras; para fluxos inspiratórios entre 600-1200ml / segundo; três bolas codificadas por cores diferentes, divididas em três câmaras.


Utilizado para desenvolvimento, melhoria e manutenção da capacidade respiratória.

Tubo circuito com 23cm e peça bucal em plástico resistente. Fluxo mínimo inspiratório assinalado em cada câmara, confeccionado em plástico resistente, desenho compacto.

## Instruções de Uso

1. Remova os componentes da embalagem
2. Conecte a ponta livre (sem o bocal) do tubo no orifício da base do TRIFLO II

NOTA: Antes e após a utilização do produto, limpe e seque o bocal. Entre diferentes utilizações, mantenha o produto em sua embalagem.

	COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	Emissão: 2011
	FICHA TÉCNICA	

3. Com a unidade em posição supina, exale normalmente e cerre os lábios ao redor do bocal.
4. Inalar o ar em quantidade e fluxo suficientes para fazer com que a bola da primeira câmara suba, sendo que as bolas da segunda e terceira câmaras devem permanecer em repouso.
5. Para uma média de fluxo alta: Inalar o ar em quantidade e fluxo suficientes para fazer com que a bola da segunda câmara também suba, enquanto a bola da terceira câmara permanece em repouso. Exale...
6. Após perfazer o exercício, remova o bocal de seus lábios e expire normalmente. Relaxe...
7. Após perfazer uma inspiração profunda e prolongada, descanse por um pequeno período e respire normalmente. Depois, repita o exercício conforme orientação de seu terapeuta

Importante: É preciso multiplicar os segundos inspirados (IMS) pelo volume alcançado na referida coluna.  
 Ex: 900 mL X 2 segundos sustentados ≈ 1800 mL de volume inspirado.

#### **Composição**

Polipropileno, Polietileno e Polietileno.

**Importador/Distribuidor:** CNPH – *Comercial Nacional de Produtos Hospitalares*

Rua Gama Cerqueira, 331 - CEP: 01539-010

Cambuci - São Paulo – SP

Tel: 011-3385-9339 – [sac@cnph.com.br](mailto:sac@cnph.com.br)

Responsável Técnico: Morgana Borges de Araújo – CRF-SP: 74338

**Fabricante:** TELEFLEX MEDICAL 2917, Weck Drive - Research Triangle Park, NC 27709