

FICHA TÉCNICA

- a) **Nome comercial:** Surgistain (Detergente antiferruginoso)
- b) **Embalagens:** Embalagem de polietileno translúcido, cilíndrico de 500 e 1000 mL e em forma de galão com 4000 mL

c) Finalidade de uso:

Surgistain é uma solução revitalizadora, levemente ácida, congênere aos detergentes antiferruginosos, empregado para remover manchas e oxidação de instrumental cirúrgico em aço inox. O instrumental deve ser imerso em solução por 10-15 minutos. Recomenda-se um programa de rotina inicial, aplicando-se duas (2 vezes) por semana para resgatar o estado padrão dos instrumentos e um regime de aplicação quinzenal preventivo e conservador. Desta forma, articulações e mecanismos de engate trancados serão liberados e manchas de oxidação e placas minerais serão eliminadas. Usar somente em instrumental de aço inoxidável.

Modo de usar:

- 1- Misturar uma (1) parte de Surgistain com seis (6) partes de água quente (60° a 80°C).
- 2- Tempo de contato: colocar a solução em recipiente poroso, preferencialmente de aço inox por 10 a 15 minutos, em imersão completa. Escovar as manchas de ferrugem com escova não metálica, de cerdas duras.
- 3- Enxágüe com bastante água.

d) **Prazo de validade:** três anos

e) Cuidados de conservação:

Estocar o produto bem fechado em lugar fresco e seco, longe de substâncias oxidantes.

f) Produção e controle:

A produção de Surgistain segue um padrão reconhecido nos EUA, o qual é inspecionado periodicamente para certificação. A empresa “*The Ruhof Corporation*” é aprovada pelo *Quality Assurance Systems Inc*, possuindo certificações ISO 13485:2003 e 14001:2004.

g) Dados físico-químicos:

- a. Ponto de ebulição: 100°C
- b. Densidade específica (H₂O=1) = 1,26
- c. Solubilidade em água: Infinita
- d. Estado físico: líquido incolor com odor acre-doce
- e. pH: entre 2,5 – 3,0

h) Dados complementares:

O produto é embalado e rotulado em língua portuguesa, pelo fabricante. Não há fracionamento ou nenhum outro manuseio do conteúdo das embalagens pelo importador ou distribuidores no Brasil.

Produto notificado pela ANVISA sob nº 25351.410324/2005-16

i) Responsável técnica: Farm. Claudia Dentee. - CRF/ RS 9956

Claudia Dentee
Responsável Técnica
CRF/RS 9956