

Cuffix

Primeiro regulador descartável para monitorização contínua do cuff



biovo
technologies

promédica
EXPORTAÇÃO & IMPORTAÇÃO

Especificações



Regulação e monitorização contínua da pressão do CUFF


Possibilidade de avaliar a pressão do CUFF à distância

Descartável

Durabilidade da bateria 10 dias


Mantém a pressão do CUFF dentro da faixa segura de 20-30 cmH₂O

Cuffix



Instituição

Maior segurança no processo.




O Paciente

Prevenção da pneumonia associada a ventilação mecânica.



Profissional

Praticidade nos processos.



biovo
technologies

Pode ser posicionado
com o circuito



promédica
EXPORTAÇÃO & IMPORTAÇÃO

Cuffix

