

# MEDCORP<sup>®</sup>

Qualidade em Produtos Hospitalares

Nome comercial	<b>Neutron</b>
Descritivo	<b>Conector Neutron</b>



Código	Apresentação	Comprimento	Capacidade
011-NC100	Caixa com 100 unidades	5,61cm	0,059ml

Especificação
Volume Residual: 0,1ml
Taxa de Fluxo Gravitacional = 100ml/min.
Compatível em Alta Pressão: 10ml/seg.

Composição	
Conector	Silicone e Policarbonato
Tampa	Polipropileno

Advertências
Produto Médico Hospitalar de Uso Único.
Não reesterilizar e nem reutilizar.
Destruir após o uso.
Manter a embalagem intacta. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
Não contém látex ou DEHP.
Não utilizar tampas no Neutron.
Não utilizar agulhas.

<b>Esterilização</b>	Radiação Gama
<b>Validade</b>	5 anos
<b>Procedência</b>	Estados Unidos e México
<b>Fabricante</b>	ICU Medical, Inc
<b>RMS</b>	10312219005

Rua Arminda, 93 - Sala 31 e 32 - Vila Olímpia  
São Paulo-SP - Tel: (11) 3849-8992 - - E-mail: medcorpnet@medcorpnet.com.br