

# FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA

LINHA COMPLETA PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA (VNI)

## Sistemas Pré-Montados para CPAP



Circuito 02-MAX	Código
Adulto Grande	313-7640
Adulto Médio	313-7641
Adulto Pequeno	313-7642

### Componentes

- 1 gerador de fluxo variável
- 1 tubo corrugado com válvula anti-asfixia
- 1 máscara Bitrac
- 1 conector 22 mm
- 1 fixador cefálico
- 1 válvula de pressão ajustável (5, 7.5, 10, 12.5 e 15 cm H2O)



Circuito 02-RESQ	Código
Adulto Grande	313-7255
Adulto Médio	313-7256
Adulto Pequeno	313-7257

### Componentes

- 1 tubo corrugado
- 1 máscara Bitrac
- 1 conector 22 mm
- 1 fixador cefálico
- 1 filtro
- 1 válvula de pressão ajustável (5, 7.5 e 10 cm H2O)

## Máscara Bitrac

### Características

- Projetada para proporcionar ao paciente maior tolerância a VNI
- Compatível com ventiladores da UTI, circuitos de ramo único/ duplo
- Cotovelo transparente com válvula antiasfixia, uso em circuito de ramo único
- Cotovelo azul sem válvula antiasfixia, uso em circuito de ramo duplo



Full Face	CNPH
Adulto Pequena	313-9001W
Adulto Médio	313-9002W
Adulto Grande	313-9003W



Full Face	CNPH
Adulto Pequena SE	313-9009W
Adulto Médio SE	313-9010W
Adulto Grande SE	313-9011W



MaxShield	CNPH
Adulto Pequena	313-9054W
Adulto Grande	313-9052W
Adulto Extra Grande	313-9057W




MaxShield	CNPH
Adulto Pequena SE	313-9055W
Adulto Grande SE	313-9053W
Adulto Extra Grande SE	313-9056W



Shield	CNPH
Adulto	313-9050W



Shield	CNPH
Adulto SE	313-9051W



## Máscara MaxShield Select



### MaxShield Select

Adulto Pequena  
Adulto Grande  
Adulto Extra Grande

### Código

313-9554  
313-9552  
313-9555



### MaxShield Select

Adulto Pequena SE  
Adulto Grande SE  
Adulto Extra Grande SE

### Código

313-9551  
313-9553  
313-9556

### Acessórios

Cotovelo Padrão Adulto  
Cotovelo Anti-Asfixia Adulto  
Cotovelo Broncoscopia Adulto

### Código

313-9599  
313-9593  
313-9597



## Máscara MaxShield Select Pediátrica



### MaxShield Select

Pediátrica XS  
Pediátrica XXS  
Pediátrica XS SE  
Pediátrica XXS SE

### Código

313-9527  
313-9526  
313-9525  
313-9524

### Acessórios


Fixador XXS Pediátrico  
Fixador XS Pediátrico  
Cotovelo Padrão Pediátrico  
Cotovelo Anti-Asfixia Pediátrico

### Código

313-9528  
313-9529  
313-9601  
313-9602



## Circuito VNI



Circuito Bitrac VNI  
Circuito

### Código

313-9074

**Pulmodyne®**

**promédica**  
EXPORTAÇÃO & IMPORTAÇÃO

